

# OrthoWedge **Light**

## Chaussure de décharge de l'avant-pied

Après l'opération d'un hallux valgus et d'orteils en marteau ; pour la guérison des ulcères de l'avant-pied



Pour une guérison et une régénération rapides

- > Poids réduit
- > Semelle extérieure Compression EVA : résistante à l'abrasion avec propriété d'amortissement élevée
- > Semelle intérieure adaptée aux pointures courantes du modèle OrthoWedge®
- > Remplacement simple des systèmes de semelle

Code LPPR : 7161025



**DARCO**

# OrthoWedge **Light** est la version optimisée d' OrthoWedge.

## Caractéristiques

- > Plus de confort : matériau extérieur perméable à l'air et semelle intérieure amovible
- > La semelle extérieure Compression EVA légère associe amortissement des chocs et stabilité
- > La conception de la cale de décharge (15°) génère une répartition de la pression sur le milieu ou l'arrière du pied.
- > Une possibilité d'ouverture large et des fermetures variables assurent un enfilage confortable
- > Ruban auto-agrippant large avec déviation médiale et latérale pour stabilité de l'arrière-pied
- > Changement facile pour décharge de l'avant-pied ciblée à droite ou à gauche

Ruban auto-agrippant large avec déviation médiale et latérale



Matière maille respirante



Semelle extérieure EVA facile à traiter (rectifiable et fraisable)

## Indications

- > En phase postopératoire, après une opération d'un hallux valgus, d'orteils en marteau / orteils en griffe
- > Cicatrisation des ulcères de l'avant-pied



décharge spéciale de l'avant-pied

## Modes d'action

- > Répartition de la pression sur le milieu ou l'arrière du pied, d'où décharge spéciale et protection de l'avant-pied
- > Semelle extérieure Compression EVA : résistante à l'abrasion avec propriété d'amortissement élevée

TAILLE

RÉF.



### OrthoWedge Light

Couleur : Noir

XS	33,5–37,0	OW0B-STL
S	37,5–39,5	OW1B-STL
M	40,0–41,5	OW2B-STL
L	42,0–44,0	OW3B-STL
XL	44,5–47,0	OW4B-STL



Toe cap (en option)



PegAssist® Insole (en option)



TwinShoe® (en option)  
Chaussure de compensation