

# TAS<sup>®</sup> (Toe Alignment Splint)

Attelle pour hallux valgus

Code LPPR : 7161232



Bande de talon élastique

Bande métatarsienne élastique



Confort de port élevé même sous des chaussettes

Taille standard



Droite = Gauche



Poids plume



Sans latex




# DARCO

L'attelle de correction TAS® est un bandage destiné à redresser les orteils. Elle est utilisée à la place de bandages de type taping et est un moyen efficace et peu coûteux de fixer les orteils opérés / corrigés dans la position souhaitée et pour maintenir pendant le processus de guérison. La bande de talon élastique à l'arrière du pied permet d'éviter que le bandage métatarsien ne glisse et les différents boucles maintiennent les orteils dans la position souhaitée. Grâce au matériau souple l'attelle est agréable à porter. L'attelle de correction TAS® est un traitement idéal après une intervention mini-invasive.

## Indications

En phase postopératoire après :

- 1) L'opération d'un hallux valgus
- 2) L'opération d'orteils en marteau
- 3) L'opération d'une bunionette



## Caractéristiques

- > Bandage destiné à redresser les orteils après une opération, à la place de bandages de type taping
- > Fixation et orientation librement des orteils opérés / corrigés
- > Utilisable également lors d'interventions mini-invasives
- > Matériau doux et agréable pour la peau → Confortable à porter
- > Élément stabilisateur : thermoformable
- > Bande métatarsienne élastique de 34 cm → Possibilité de soigner des pieds larges
- > Bande de talon élastique
- > Peut être porté avec des chaussures postopératoires et de pansement
- > Peut se porter de façon universelle à droite et à gauche



Adduction



Abduction



Dorsiflexion



Flexion plantaire



Vidéo produit

TAILLE

RÉF.



Couleur : Blanc  
Standard

TAS-22