



# YDA Komfortschuhe

Gesund und vital durch Alltag und Beruf



YDA Cairn



YDA Trail



YDA Vault

**YDA**

**DARCO**

# YDA - Your Daily Activity

Immer die richtige Wahl!

Sie sind beruflich oder in der Freizeit viel auf den Beinen und legen Wert auf gesundes und bequemes Gehen? Sie leiden, wie rund 80 % der Bevölkerung unter schmerzenden Füßen?

YDA Komfortschuhe helfen Schmerzen zu lindern und unterstützen Sie dabei Ihren Alltag und Berufsleben souverän zu meistern.

## YDA Cairn



Farbe: Beige, Navy, Puder, Schwarz

## YDA Trail



Farbe: Weiß, Schwarz

## YDA Vault



Farbe: Navy, Schwarz, Grau, Silber

## Eigenschaften

- > Eingearbeitetes Gelkissen (bei YDA Vault und Trail)
  - Geringe Belastung im Fersenbereich
- > Optimale Druckumverteilung auf die Fußsohle
  - Gesundes Wohlbefinden für die Füße
- > Rutschhemmende, griffige EVA-Sohle mit eingearbeiteten Anti-Rutsch-Elementen
- > Breite + sichere Standfläche → Stabilität
- > Herausnehmbare, weiche EVA-Fußbettung (Höhe ca. 4 - 5 mm)
  - Hoher Tragekomfort
  - Platz für individuell angefertigte orthopädische Einlagen
- > Elastische Schuhbänder mit Easy-Lace Schnellverschluss (bei YDA Vault und Cairn)
  - Leichter Einstieg und schnelles An- und Ausziehen
  - Weiteres Paar reguläre Schuhbänder beiliegend
- > Reguläre Schuhbänder (bei YDA Trail)
  - Festere und stabilere Schnürungsmöglichkeit
  - Weiteres Paar elastische Schuhbänder beiliegend
- > Verbessert Körperhaltung und bewahrt vor Laufmüdigkeit
- > Großvolumige, nahtfreie Zehenbox
  - Bietet Freiraum und verhindert Druckstellen im Zehenbereich
- > Rückverlagerte Ballenrolle + semirigide Außensohle
  - Entlastung im Vorfußbereich
  - Unterstützt den Vortrieb des Fußes beim Gehen
- > Nur paarweise erhältlich

## Indikationen

- > Behandlung der Ursachen für Metatarsalgie
- > Biomechanische Probleme des Bewegungsablaufs
- > Rehabilitation nach kleineren operativen Eingriffen im Vorderfußbereich (wie Hallux Valgus und Hammerzehen) direkt nach Ende der Verwendung der postoperativen Fuß-Orthese bis zur Stabilisierung
- > Ungefährdeter diabetischer Fuß; Risikograd 0; Risikograd 1\*
- > Metatarsalgie, Polyarthritits, Morton-Neurom und Arthrose, Osteo arthritits\*

\* Nur zusammen mit einer Innensohle, die für den Fuß des Patienten personalisiert und von geschulten medizinischen Fachkräften hergestellt und mit Instrumenten geprüft worden ist.

## Größen und Farben



### YDA Cairn

Farbe	Größe
Beige	36 - 46
Navy	36 - 46
Puder	36 - 41
Schwarz	36 - 46



### YDA Trail

Farbe	Größe
Weiß	35 - 46
Schwarz	35 - 46



### YDA Vault

Farbe	Größe
Navy	35 - 47
Schwarz	35 - 47
Grau	35 - 47
Silber	35 - 41



Mehr Infos

## Hinweis

Bei den Produktabbildungen kann es zu Farbabweichungen kommen.

### Herausgeber

DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany

Tel. +49 8807 9228-0 | Fax -22

info@darco.de | www.darco.de



2024-06-14